


Wb 및 Elisa용 Anti-Parvb 토끼 다클로날 항체 - Q9Hbi1

품목 번호: CM0018251



소개

인간 PARVB(베타-파빈, 아피신)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 근육 및 기타 조직에서의 세포 부착, 이동, 인테그린 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PARVB Rabbit pAb
비고/별칭	CGI-56; PARVB
종	인간(Human)
GeneID	29780
면역원	인간 PARVB (NP_037459.2)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9HBI1
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백