


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Pask 토끼 다클로날 항체 - Q96Rg2

품목 번호: CM0026395



소개

인간 PASK 키나제(STK37/PASKIN)를 표적으로 하는 재조합 기반 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드 반응성으로 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 에너지 항상성 및 번역 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PASK Rabbit pAb
비고/별칭	STK37; PASKIN; PASK
종(Species)	사람(Human)
GeneID	23178
항원(Immunogen)	인간 PASK(NP_055963.2)의 아미노산 1194-1323에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	Q96RG2
단백질 분자량(Protein Weight)	143kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)