

웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Patz1 단일클론 항체 - Q9Hbe1

품목 번호: CM0011023



소개

인간 PATZ1 (POZ-, AT hook-, and zinc finger-containing protein 1)을 표적하는 토끼 단일클론 항체로, 전사 조절자입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. T-세포 발달, 세포 노화 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PATZ1 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	ZSG; MAZR; PATZ; RIAZ; ZBTB19; ZNF278; dJ400N23
종	인간
유전자 ID	23598
면역원	인간 PATZ1 (NP_055138.2)의 아미노산 250-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9HBE1
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스백