

Wb, Elisa용 항-Patz1 다클론 항체 - Q9Hbe1

품목 번호: CM0018083



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 사용할 수 있는 인간 PATZ1에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에 특이성을 가지며 전사 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PATZ1 토끼 pAb
비고/별칭	ZSG; MAZR; PATZ; RIAZ; ZBTB19; ZNF278; dJ400N23; PATZ1
종	인간
GeneID (인간)	23598
GeneID	23598
면역원	인간 PATZ1 (NP_055138.2)의 아미노산 250-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9HBE1
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스백