

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Pax2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q02962

품목 번호: CM0029282

소개

인간 PAX2를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 신장 발달 및 비뇨생식기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PAX2 Rabbit pAb
비고/별칭	FSGS7; PAPRS; PAX-2; PAX2
종	인간
GeneID (Human)	5076
GeneID	5076
면역원	인간 PAX2 (NP_003978.3)의 아미노산 150-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q02962
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백