

Wb 및 Elisa용 Anti-Pax3 Rabbit Polyclonal Antibody - P23760

품목 번호: CM0016108



소개

인간 PAX3에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응합니다. 신경 발달, 근육 형성 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PAX3 Rabbit pAb
비고/별칭	WS1; WS3; CDHS; HUP2; PAX-3; PAX3
종	인간
GeneID (인간)	5077
GeneID	5077
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P23760
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백