

Anti-Pax3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23760

품목 번호: CM0019638



소개

PAX3에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 신경 발달, 근육 형성, Waardenburg 증후군 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PAX3 Rabbit pAb
비고/별칭	WS1; WS3; CDHS; HUP2; PAX-3; PAX3
종	인간
유전자 ID (인간)	5077
유전자 ID	5077
면역원	재조합 단백질 인간 PAX3 (NP_852122.1)의 아미노산 1-236에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P23760
단백질 분자량	53 kDa
배송	아이스백