

Wb, Elisa용 Anti-Pax5 폴리클로날 항체 - Q02548

품목 번호: CM0017032



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 인간 PAX5 (BSAP) 표적 토끼 폴리클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. B세포 발달 및 EBV 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PAX5 Rabbit pAb
비고/별칭	ALL3; BSAP; PAX-5; PAX5
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5079
GeneID	5079
면역원(Immunogen)	인간 PAX5 (NP_057953.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q02548
단백질 분자량	42kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)