

Wb, Ip, Elisa용 항-Pax5 다클론 항체 - Q02548

품목 번호: CM0026478



소개

인간 PAX5 전사인자에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IP, ELISA에 적합합니다. 42kDa 밴드를 검출합니다. B세포 발달과 EBV 게놈 유지에 필수적인 표적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PAX5 토끼 pAb
비고/별칭	ALL3; BSAP; PAX-5; PAX5
종	인간
GeneID (인간)	5079
GeneID	5079
면역원	인간 PAX5 (NP_057953.1)의 아미노산 150-300에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q02548
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백