

Wb, Ihc-P, Ip 및 Elisa용 Anti-Pax5 Rabbit Monoclonal Antibody - Q02548

품목 번호: CM0004971



소개

인간 PAX5 (BSAP)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IP 및 ELISA에 적합합니다. B-세포 계열 결정 및 림프종 연구를 위한 신뢰할 수 있는 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PAX5 Rabbit mAb
비고/별칭	ALL3; BSAP; PAX-5; PAX5
종	인간
유전자 ID (인간)	5079
유전자 ID	5079
면역원	인간 PAX5 (Q02548)의 아미노산 200-300에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응	인간
SWISS	Q02548
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백