

Wb/Ihc-P/Elisa용 항-Pax6 단클론 항체 - P26367

품목 번호: CM0003345



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 고품질 PAX6 토끼 단클론 항체입니다. 눈 및 중추신경계 발달의 핵심 전사인자인 인간, 마우스, 래트 PAX6과 반응합니다. IVD 및 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PAX6 토끼 mAb
비고/별칭	AN; PAX6
종	인간
유전자ID (인간)	5080
유전자ID	5080
면역원	합성 펩티드 인간 PAX6 (NP_000271.1)의 아미노산 323-422 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
출처	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P26367
단백질 분자량	47kDa/48kDa
배송 방식	아이스 팩