

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Pax6 다클론 항체 - P26367

품목 번호: CM0030800



소개

인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증된 PAX6 토끼 다클론 항체입니다. 눈, 중추신경계 및 체장 발달에 중요한 페어드박스 전사인자를 표적으로 합니다. 발생생물학 및 질병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PAX6 토끼 pAb
비고/별칭	AN; AN1; AN2; FVH1; MGDA; WAGR; ASGD5; D11S812E; PAX6
종	인간
유전자 ID (인간)	5080
면역원	재조합 단백질 / 인간 PAX6 (NP_000271.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P26367
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스백