

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Pax6 토끼 단일클론 항체 - P26367

품목 번호: CM0007503



소개

PAX6를 타겟으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 쥐, 랫트 PAX6을 인식합니다. 발생 생물학 및 무홍채증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PAX6 Rabbit mAb
비고/별칭	AN; PAX6
종(Species)	Human (인간)
GeneID	5080
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 PAX6 (NP_000271.1)의 아미노산 323-422 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간), Mouse (쥐), Rat (랫트)
SWISS	P26367
단백질 분자량	47kDa/48kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)