


If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pax8 토끼 단일클론 항체 - Q06710

품목 번호: CM0007530



소개

인간 PAX8를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체로, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 갑상선 전사 인자 연구 및 윌름종양(Wilms tumor) 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PAX8 Rabbit mAb
비고/별칭	PAX-8; PAX8
종(Species)	인간(Human)
GeneID	7849
면역원(Immunogen)	인간 PAX8 (NP_003457.1)의 아미노산 200-300 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q06710
단백질 분자량(Protein Weight)	48kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)