


## Wb 및 Elisa용 Anti-Pax8 토끼 다클로날 항체 - Q06710

품목 번호: CM0014272



## 소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질 PAX8 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 및 랫트 샘플에 적합합니다. 갑상선 전사 인자 연구 및 발생 생물학 연구에 이상적입니다. UniProt Q06710 기반입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수    | 값                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 제품명     | PAX8 Rabbit pAb                                        |
| 비고/별칭   | PAX-8; PAX8                                            |
| 종       | 사람 (Human)                                             |
| GeneID  | 7849                                                   |
| 면역원     | 사람 PAX8 (NP_003457.1)의 아미노산 200-300 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드 |
| 공급원     | 토끼 (Rabbit)                                            |
| 카테고리    | 폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)                       |
| 응용      | WB, ELISA                                              |
| 교차 반응성  | 사람, 쥐, 랫트 (Human, Mouse, Rat)                          |
| SWISS   | Q06710                                                 |
| 단백질 분자량 | 48kDa                                                  |
| 배송      | 아이스 백 (Ice bag)                                        |