

Wb, Elisa용 Anti-Pax9 단일클론 항체 - P55771

품목 번호: CM0003172

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-PAX9 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 랫드 PAX9 전사 인자를 검출합니다. 발생 생물학 및 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PAX9 Rabbit mAb
비고/별칭	STHAG3; PAX9
종	인간
유전자 ID (인간)	5083
유전자 ID	5083
면역원	합성 펩타이드 - 인간 PAX9 (P55771)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원산지	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P55771
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백