


Wb, Elisa용 항-Paxillin 토끼 다클론 항체 - P49023

품목 번호: CM0021095



소개

인간 Paxillin을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스 샘플에서 Paxillin을 검출하여 국소 부착반 dynamics 및 세포골격 상호작용을 연구하는 데 사용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Paxillin 토끼 pAb
비고/별칭	Paxillin; PXN; paxillin
종	인간
GeneID (인간)	5829
GeneID	5829
면역원	인간 Paxillin(NP_002850.2)의 아미노산 1~100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P49023
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스팩