


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Pbef/Visfatin/Nampt 다클론 항체 - P43490

품목 번호: CM0016391



소개

사람 PBEF/Visfatin/NAMPT를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스 및 랫드에 대한 교차 반응성과 함께 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. NAD 대사, 일주기 리듬 및 사이토카인 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PBEF/Visfatin/NAMPT 토끼 pAb
비고/별칭	VF; PBEF; PBEF1; VISFATIN; 1110035O14Rik; PBEF/Visfatin/NAMPT
종	사람
GeneID (사람)	10135
GeneID	10135
면역원	재조합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P43490
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스 팩