


Anti-Pbef/Visfatin/Nampt 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P43490

품목 번호: CM0007190



소개

PBEF/Visfatin/NAMPT (UniProt P43490)에 대한 고성능 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐, 랫드 샘플과 교차 반응합니다. NAD 생합성, 면역 조절 및 아디포카인 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PBEF/Visfatin/NAMPT 토끼 mAb
비고/참조명	VF; PBEF; PBEF1; VISFATIN; 1110035014Rik; PBEF/Visfatin/NAMPT
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	10135
GeneID	10135
면역원(Immunogen)	사람 PBEF/Visfatin/NAMPT (NP_005737.1)의 아미노산 300-400 내부 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P43490
단백질 분자량	56kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)