

Wb, Elisa용 Anti-Pbk 다클론 항체 - Q96Kb5

품목 번호: CM0021889



소개

인간 PBK(TOPK) 키나제를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA 적용 분야에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 세포 주기, DNA 손상 반응 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] PBK 토끼 pAb
비고/별칭	SPK; CT84; TOPK; HEL164; Nori-3; PBK
종	인간
유전자 ID (인간)	55872
유전자 ID	55872
면역원	인간 PBK(NP_060962.2)의 아미노산 1-322에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q96KB5
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스팩