


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Pbrm1 단클론 항체 - Q86U86

품목 번호: CM0002285



소개

PBRM1(BAF180)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 마우스, 래트와 교차 반응하며 염색질 리모델링 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PBRM1 토끼 mAb
비고/별칭	PB1; RCC; BAF180; SMARCH1; PBRM1
종	사람
유전자 ID (사람)	55193
유전자 ID	55193
면역원	사람 PBRM1 (Q86U86)의 아미노산 530-680에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q86U86
단백질 분자량	193 kDa
배송	아이스백