


Wb, Ip, Elisa용 항-Pbrm1 토끼 다클론 항체 - Q86U86

품목 번호: CM0027261



소개

인간 PBRM1(BAF180)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 종양 억제 활성을 가진 SWI/SNF 염색질 리모델링 인자를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PBRM1 토끼 pAb
비고 / 별칭	PB1; RCC; BAF180; SMARCH1; PBRM1
종	인간
유전자 ID (인간)	55193
유전자 ID	55193
면역원	인간 PBRM1 (NP_060783.3)의 아미노산 1-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q86U86
단백질 분자량	193kDa
배송	아이스백