

Wb용 항-Pbr/Tspo 단클론 항체 - P30536

품목 번호: CM0009004

소개

인간 PBR/TSPO(TSPO, PBR)에 대한 재조합 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 생쥐 단백질을 검출합니다. 미토콘드리아 및 콜레스테롤 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PBR/TSPO 토끼 mAb
비고/별칭	DBI; IBP; MBR; PBR; PBS; BPBS; BZRP; PKBS; PTBR; mDRC; pk18; TSPO1; PBR/TSPO
종	인간
유전자ID (인간)	706
유전자ID	706
면역원	합성 펩티드 인간 PBR/TSPO(P30536)의 아미노산 70-169 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P30536
단백질 분자량	19kDa
배송 방식	아이스팩