

Wb 및 Elisa용 항-Pbx3 다클론 항체 - P40426

품목 번호: CM0024601

소개

PBX3 토끼 pAb는 인간 PBX3 전사인자를 인식하는 다클론 항체입니다. WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었으며 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 전사 조절 및 발생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PBX3 토끼 pAb
비고/별칭	PBX3
종	인간
유전자 ID (인간)	5090
유전자 ID	5090
면역원	인간 PBX3(NP_006186.1)의 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
생산원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P40426
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스 팩