

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Pcbd1 Rabbit Polyclonal Antibody - P61457

품목 번호: CM0028321

소개

인간 PCBD1에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응함. 테트라하이드로비오프테린 생합성 및 전사 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PCBD1 Rabbit pAb
비고/별칭	PCD; PHS; DCOH; PCBD; PCBD1
종	인간
유전자 ID (인간)	5092
유전자 ID	5092
면역원	재조합 단백질
원천	래빗
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P61457
단백질 무게	12kDa
배송	아이스팩