


Wb 및 Elisa용 Anti-Pccb 토끼 다클로날 항체 - P05166

품목 번호: CM0025095



소개

인간 프로피오닐-CoA 카르복실라제 베타 사슬(PCCB)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅(WB) 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었으며, 마우스와의 교차 반응성이 있습니다. 미토콘드리아 대사, 분지쇄 아미노산 분해 및 프로피온산혈증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PCCB Rabbit pAb
비고/별칭	PCCB
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	5096
GeneID	5096
면역원(Immunogen)	인간 PCCB (NP_000523.2)의 아미노산 260-539에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse (인간, 마우스)
SWISS	P05166
단백질 분자량	58kDa
배송(Shipping)	아이스팩