

Wb 및 Elisa용 Anti-Pcdh1 다클론 항체 - Q08174

품목 번호: CM0017294



소개

Western blotting 및 ELISA용 인간 프로토카드헤린-1(PCDH1, PC42)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 세포 접착 및 신경생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PCDH1 토끼 pAb
비고/별칭	PC42; PCDH42; PCDH1
종	인간
유전자 ID(인간)	5097
유전자 ID	5097
면역원	인간 PCDH1(NP_002578.2)의 아미노산 60-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q08174
단백질 분자량	115kDa
배송	아이스 팩