

Wb, Elisa용 Anti-Pcdh9 폴리클로날 항체 - Q9Hc56

품목 번호: CM0015593



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인간 프로토카데린-9(PCDH9)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 샘플과 교차 반응합니다. 예상 분자량은 136 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PCDH9 Rabbit pAb
비고/별칭	PCDH9
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5101
GeneID	5101
면역원	인간 PCDH9 (NP_982354.1)의 아미노산 400-600에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q9HC56
단백질 분자량	136kDa
배송	아이스 백(Ice bag)