

Wb 및 Elisa용 Anti-Pcdha12 토끼 다클로날 항체 - Q9Un75

품목 번호: CM0030073

소개

이 토끼 다클로날 항체는 신경 세포 접착 단백질인 프로토카드헤린 알파-12(PCDHA12)를 표적으로 합니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 쥐, 랫트 PCDHA12(~102kDa)를 인식합니다. 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PCDHA12 Rabbit pAb
비고/별칭	PCDH-ALPHA12; PCDHA12
종	사람(Human)
GeneID (사람)	56137
GeneID	56137
면역원	사람 PCDHA12 (NP_114070.1)의 아미노산 713-792에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9UN75
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스백