

Wb, Elisa용 Anti-Pcdha13 폴리클로널 항체 - Q9Y5I0

품목 번호: CM0029068

소개

프로토카데린 알파-13(PCDHA13)을 표적으로 하는
고품질 토끼 폴리클로널 항체로, 웨스턴 블로팅 및
ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와
반응합니다. 뉴런 연결 및 세포 부착에 관한 신경과학
연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PCDHA13 Rabbit pAb
비고/별칭	CNR5; CNRN5; CNRS5; CRNR5; PCDH-ALPHA13; PCDHA13
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	56136
유전자 ID	56136
면역원(Immunogen)	인간 PCDHA13 (NP_061727.1)의 아미노산 300-360에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9Y5I0
단백질 분자량	102kDa
배송(Shipping)	아이스백