

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Pcdhb4 토끼 다클론 항체 - Q9Y5E5

품목 번호: CM0021781

소개

인간 PCDHB4(프로토카드헤린 베타-4)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 세포 접착 및 신경과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PCDHB4 토끼 pAb
비고/별칭	PCDH-BETA4; PCDHB4
종	인간
유전자 ID (인간)	56131
유전자 ID	56131
면역원	인간 PCDHB4(NP_061761.1)의 아미노산 28-300에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y5E5
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스백