


Wb, Elisa용 Anti-Pcf11 토끼 다클론 항체 - O94913

품목 번호: CM0020220



소개

전구체 mRNA 절단 복합체 II 구성 요소인 인간 PCF11을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증되었으며, 마우스와의 교차 반응성을 보입니다. 전사 종결 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PCF11 토끼 pAb
비고/별칭	PCF11
종	인간
유전자 ID (인간)	51585
유전자 ID	51585
면역원	인간 PCF11(NP_056969.2)의 아미노산 1256-1555에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
동물 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O94913
단백질 중량	173kDa
배송	아이스팩