

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Pcgf1 Rabbit Polyclonal 항체 - Q9Bsm1

품목 번호: CM0029948



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 인간 PCGF1 (NSPC1, RNF68)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 래트에서 검출. Polycomb 그룹 복합체, 전사 억제, 염색질 재구성 및 세포 증식 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PCGF1 Rabbit pAb
비고/별칭	NSPC1; RNF68; RNF3A-2; 2010002K04Rik; PCGF1
종	인간
GeneID	84759
면역원	인간 PCGF1 (NP_116062.2)의 아미노산 160-259에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BSM1
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백