


Anti-Pcgf6 토끼 다클론 항체 (Pab), Wb 및 Elisa용 - Q9Bye7

품목 번호: CM0028360



소개

PRC1 성분인 인간 PCGF6(MBLR/RNF134)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 유효성이 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 후성유전학 및 발생 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PCGF6 토끼 pAb
비고/별칭	MBLR; RNF134; PCGF6
종	인간
유전자 ID (인간)	84108
유전자 ID	84108
면역원	인간 PCGF6 (NP_001011663.1)의 아미노산 161-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BYE7
단백질 분자량	39kDa
배송 방법	아이스 팩