

Anti-Pcif1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9H4Z3

품목 번호: CM0006365



소개

PCIF1에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로팅, 면역조직화학(파라하트), 면역침전, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. mRNA 처리 과정의 캡 메틸화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] PCIF1 Rabbit mAb
비고/별칭	CAPAM; hCAPAM; hPCIF1; C20orf67; PPP1R121; F1
종(Species)	Human
유전자 ID	63935
면역원	인간 PCIF1(NP_071387.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9H4Z3
단백질 크기	81kDa
배송	아이스 팩