

Anti-Pcif1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H4Z3

품목 번호: CM0018859



소개

인간 PCIF1 (CAPAM)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 쥐 및 래트와 교차 반응합니다. 에피트랜스크립토믹스 및 mRNA 캡 메틸화 연구를 위한 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PCIF1 Rabbit pAb
비고/별칭	CAPAM; hCAPAM; hPCIF1; C20orf67; PPP1R121; PCIF1
종	인간
GeneID (Human)	63935
GeneID	63935
면역원	재조합 단백질 인간 PCIF1 (NP_071387.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 래트
SWISS	Q9H4Z3
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스백