

Anti-Pcif1 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용) - Q9H4Z3

품목 번호: CM0022997



소개

사람 mRNA 캡 메틸전이효소 PCIF1 (CAPAM)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 사람, 쥐, 랫드 샘플에서 WB, IHC-P, IP 및 ELISA용으로 검증되었습니다. NP_071387.1의 아미노산 1-200을 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PCIF1 Rabbit pAb
비고/별칭	CAPAM; hCAPAM; hPCIF1; C20orf67; PPP1R121; PCIF1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	63935
GeneID	63935
항원(Immunogen)	사람 PCIF1 (NP_071387.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	Q9H4Z3
단백질 분자량(Protein Weight)	81kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)