

웨스턴 블롯 및 Elisa용 Anti-Pck1 단클론 항체 (Pepck-C) - P35558

품목 번호: CM0006904



소개

인간 PCK1 (PEPCK-C)에 대한 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 PCK1을 검출하며, 당신생 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PCK1 Rabbit mAb
비고/별칭	PCKDC; PEPCK1; PEPCKC; PEPCK-C; PCK1
종	인간(Human)
유전자 ID	5105
면역원	인간 PCK1 (NP_002582.3)의 아미노산 523-622 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P35558
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)