

Anti-Pck1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - P35558

품목 번호: CM0020916



소개

인간 PCK1 (PEPCK-C)을 표적으로 하는 Rabbit polyclonal antibody로 WB, IP, IF/ICC, IF-P 및 ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 내인성 PCK1을 검출합니다. 재조합 면역원 (아미노산 490-622).

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PCK1 Rabbit pAb
비고/별칭	PCKDC; PEPCK1; PEPCKC; PEPCK-C; PCK1
종	인간
GeneID (인간)	5105
GeneID	5105
면역원	재조합 단백질 인간 PCK1 (NP_002582.3)의 아미노산 490-622에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원산지	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35558
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백