

Wb, Elisa용 Anti-Pcm1 다클론 항체 - Q15154

품목 번호: CM0022189



소개

PCM1 Rabbit pAb는 인간 중심주위 물질 1(pericentriolar material 1, PCM1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 중심체와 섬모 연구에 활용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PCM1 Rabbit pAb
비고/별칭	PTC4; RET/PCM-1; PCM1
종	인간
GeneID (인간)	5108
면역원	합성 펩타이드 인간 NINJ1(NP_006188.4)의 아미노산 1921-2025 영역에 해당하는 합성 펩타이드
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q15154
단백질 분자량	229kDa
배송	아이스팩