


Anti-Pcmt1 폴리클론 항체 (Wb, If/Icc, Ip, Elisa 용) - P22061

품목 번호: CM0028966



소개

인간 PCMT1(PIMT)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응합니다. 단백질 수복 및 노화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PCMT1 Rabbit pAb
비고/별칭	PIMT; PCMT1
종	인간
GeneID (인간)	5110
GeneID	5110
면역원	재조합 단백질
원산지	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P22061
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백