


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pcna Rabbit Monoclonal Antibody - P12004

품목 번호: CM0003877



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 고품질 anti-PCNA 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 래트, 아프리카 녹색원숭이와 교차반응. DNA 복제 및 수리에 관여하는 29kDa 증식세포핵항원을 표적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PCNA Rabbit mAb
비고/별칭	ATLD2; PCNA
종	인간
GeneID (Human)	5111
GeneID	5111
면역원	합성 펩타이드: 인간 PCNA (NP_002583.1)의 아미노산 162-261 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 아프리카 녹색원숭이
SWISS	P12004
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백