


Wb, Ihc-P, Elisa용 항Pcna 토끼 다클론 항체 - P12004

품목 번호: CM0014020



소개

PCNA(P12004)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 사람, 생쥐, 쥐와 교차 반응합니다. DNA 복제, 수리 및 증식 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PCNA 토끼 pAb
비고/별칭	ATLD2; PCNA
종	사람
유전자 ID (사람)	5111
유전자 ID	5111
면역원	사람 PCNA(NP_002583.1)의 아미노산 162-261에 해당하는 합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P12004
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스팩