


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항 PcnA 토끼 다클론 항체 - P12004

품목 번호: CM0014716



소개

사람 PCNA(DNA 슬라이딩 클램프)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. DNA 복제 및 복구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PCNA 토끼 pAb
비고/별칭	ATLD2; PCNA
종	사람
GeneID(사람)	5111
GeneID	5111
면역원	합성 펩타이드(사람 PCNA의 아미노산 162-261, NP_002583.1)
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P12004
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스팩