

Wb, If/Icc, Elisa용 항Pcnt 토끼 다클론 항체 - O95613

품목 번호: CM0023653

소개

인간 PCNT(페리센트린)를 표적으로 하는 이 토끼 다클론 항체는 웨스턴 블롯, 면역형광/면역세포화학 및 ELISA에 적합합니다. 쥐와 교차 반응하며 중심체 및 미세소관 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PCNT 토끼 pAb
비고/별칭	KEN; PCN; MOPD2; PCNT2; PCNTB; PCTN2; SCKL4; PCNT
종	인간
유전자 ID (인간)	5116
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	O95613
단백질 분자량	378kDa
배송	아이스백