

Wb 및 Elisa용 항Pcpe-1 단클론 항체 - Q15113

품목 번호: CM0005037



소개

인간 PCPE-1에 대한 고품질 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응성이 있습니다. 콜라겐 처리 및 세포외기질 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PCPE-1 토끼 mAb
별칭	PCPE; PCPE1; PCPE-1
종	인간
유전자 ID	5118
면역원	인간 TLR4 아미노산 304-449에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_002584.2)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15113
단백질 분자량	48 kDa
배송	아이스 팩