


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Pcsk9 단일클론 항체 - Q8Nbp7

품목 번호: CM0006871



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 재조합 항-인간 PCSK9 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 및 마우스 PCSK9을 검출하며, 콜레스테롤 항상성 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PCSK9 토끼 mAb
비고/별칭	PCSK9; FH3; HCHOLA3; LDLCQ1; NARC-1; NARC1; PC9; 프로단백질 전환효소 서브틸리신/켄신 유형 9
종	인간
GeneID (인간)	255738
GeneID	255738
면역원	재조합 단백질 인간 PCSK9(NP_777596.2)의 아미노산 31-692에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8NBP7
단백질 중량	20 kDa/74 kDa
배송	아이스팩