


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Pcsk9 폴리클로날 항체 - Q8Nbp7

품목 번호: CM0021782



소개

PCSK9에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 인간 및 쥐 샘플에서 WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에 적합합니다. 콜레스테롤 항상성 및 LDLR 분해 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PCSK9 Rabbit pAb
비고/별칭	PCSK9; FH3; HCHOLA3; LDLCQ1; NARC-1; NARC1; PC9; proprotein convertase subtilisin/kexin type 9
종	인간
GeneID	255738
면역원	인간 PCSK9 (NP_777596.2)의 아미노산 31-692 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q8NBP7
단백질 분자량	20kDa/74kDa
배송	아이스백