

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Pcsk9 토끼 다클론 항체 - Q80W65

품목 번호: CM0019325

소개

마우스 PCSK9(UniProt Q80W65)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 콜레스테롤 대사 및 LDL 수용체 분해 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PCSK9 토끼 pAb
비고/별칭	FH3; PC9; Narcl; HCHOLA3; PCSK9
종	마우스
GeneID (사람)	100102
GeneID	100102
면역원	마우스 PCSK9(NP_705793.1)의 아미노산 35-694에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q80W65
단백질 분자량	74KDa
배송	아이스팩