

Wb, Elisa용 Anti-Pcylt1A 단일클론 항체 - P49585

품목 번호: CM0004469

소개

WB 및 ELISA용 Anti-PCYT1A 토끼 단일클론 항체로, 인간 샘플에서 검증되었습니다. 이 항체는 인지질 합성의 핵심 효소인 콜린-인산 시티딜전이효소 A(choline-phosphate cytidylyltransferase A)를 표적으로 하며, 대사 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PCYT1A Rabbit mAb
비고/별칭	CT; CTA; CCTA; CTPCT; PCYT1; SMDCRD; CCTalpha; PCYT1A
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5130
GeneID	5130
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 PCYT1A (P49585)의 아미노산 268-367 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P49585
단백질 분자량	42kDa
배송(Shipping)	아이스백